








# Aleatoriedade, amostragem e reprodutibilidade

**Gabriel da Rocha Fernandes, PhD**  
Pesquisador  
Instituto René Rachou - Fiocruz Minas

# Throughput NGS

Key specifications				<div>New</div> 				
	<a href="#">iSeq 100 System</a>	<a href="#">MiniSeq System</a>	<a href="#">MiSeq System</a>	<a href="#">MiSeq i100 Series</a>	<a href="#">NextSeq 550 System</a>	<a href="#">NextSeq 1000 and 2000 Systems</a>	<a href="#">NovaSeq 6000 System</a>	<a href="#">NovaSeq X Series</a>
Max output per flow cell	1.2 Gb <sup>b</sup>	7.5 Gb <sup>c</sup>	15 Gb <sup>d</sup>	30 Gb <sup>a</sup>	120 Gb <sup>c</sup>	540 Gb <sup>e</sup>	3 Tb <sup>b</sup>	8 Tb <sup>c</sup>
Run time (range) <sup>e</sup>	~9.5–19 hr	~5–24 hr	~5.5–56 hr	~4–15.5 hr	~11–29 hr	~8–44 hr	~13–44 hr	~17–48 hr
Max reads per run (single reads)	4M <sup>ab</sup>	25M <sup>c</sup>	25M <sup>d</sup>	100M <sup>a</sup>	400M <sup>c</sup>	1.8B <sup>e</sup>	10B (single flow cell) <sup>b</sup> 20B (dual flow cells)	26B (single flow cell) <sup>c</sup> 52B (dual flow cells) <sup>c,e</sup>
Human genome depth	0.4x	2.5x	5x	10x	40x	180x	1000x	2600x